

Instrukcja obsługi

SZCZOTECZKA OSCYLACYJNA AKUMULATOROWA



SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| 1. WPROWADZENIE | 2 |
| 2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM | 2 |
| 3. DANE TECHNICZNE | 2 |
| 4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA | 3 |
| 5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI | 5 |
| 6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU | 6 |
| 7. BUDOWA | 7 |
| 8. UŻYTKOWANIE | 7 |
| 9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA | 10 |
| 10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW | 11 |
| 11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT | 11 |
| 12. GWARANCJA I SERWIS | 12 |
| 13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI | 12 |
| 14. PRODUCENT | 12 |

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Wierzymy, że jego użytkowanie będzie dla Państwa przyjemnością. Proszę uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem korzystania z produktu, a w szczególności z instrukcją bezpiecznego użytkowania. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi, aby móc korzystać z niej w czasie użytkowania produktu.

2. UŻYCIĘ ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Szczoteczka przeznaczona jest wyłącznie do osobistej pielęgnacji jamy ustnej w gospodarstwie domowym. Produktu nie można używać komercyjnie, przemysłowo, ani w zastosowaniach medycznych, czy też weterynaryjnych.

3. DANE TECHNICZNE

| Szczoteczka oscylacyjna akumulatorowa | |
|---------------------------------------|---|
| Model | AL-6202 |
| Numer partii | 202011 |
| Szybkość pracy | 8800 oscylacji/min. |
| Liczba programów | 3 |
| Czas trwania programu | 2 minuty z 30 s interwałem |
| Czas używania po pełnym naładowaniu | ok 10 dni (10 dni x 2 minuty x 2 programy dziennie) |
| Klasa ochronności | IPX7 |
| Materiał | ABS |
| Zasilanie bazy ładującej | USB 5 V = 200 mA |
| Wbudowany akumulator | Ni-MH 2,4 V = 600 mAh |
| Typ ładowania | bezprowodowe |
| Czas ładowania | ~24 h |
| Akcesoria | 2 wymienne końcówki, baza ładująca |
| Masa szczoteczki z końcówką | 110 g |

4. ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Przed użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję obsługi.



Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia pod nadzorem osoby dorosłej.



Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji urządzenia.



Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.



Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku z załączoną bazą ładującą. Nie należy ładować urządzenia w innych bazach ładujących.

- Używaj tego urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono prawidłowo zmontowane (dotyczy również bazy ładującej).
- Korzystaj z urządzenia tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi!
- Odłącz wtyczkę zasilającą od gniazda przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji elementów urządzenia.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia. W przypadku uszkodzenia, nie należy naprawiać samodzielnie. Oddaj urządzenie do naprawy specjalście lub dostarcz je do miejsca zakupu.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektrycznych i gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia do czyszczenia innych powierzchni niż zęby, dziąsła i język.
- Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane samodzielnymi modyfikacjami urządzenia.
- Podczas korzystania z urządzenia zadbaj, aby w pobliżu miejsca,




gdzie będzie ustawiona szczoteczka nie pozostawały przedmioty, które mogą zostać uszkodzone, stłuczone lub przewrócone. Przewód bazy zasilającej powinien być tak poprowadzony, aby nie miał styczności z obiektami, które generują wysoką temperaturę, nie powinien też być narażany na przygniecenie, pociągnięcie lub inne uszkodzenia. Przewód bazy ładującej nie powinien przeszkadzać w poruszaniu się osób i zwierząt domowych, gdyż może to doprowadzić do potknięcia, przewrócenia lub urazów ciała.






- Unikaj wystawiania urządzenia na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Pod wpływem ekstremalnych temperatur elementy wykonane z tworzywa mogą się odkształcić, co może wpłynąć na działanie urządzenia lub doprowadzić do jego całkowitego uszkodzenia.
- Nie narażaj bazy ładującej i jej przewodu zasilającego na działanie wody i innych płynów. Może to niekorzystnie wpłynąć na pracę i żywotność podzespołów urządzenia lub wywołać spięcie, a nawet porażenie prądem. Nie zanurzaj szczoteczki w wodzie.
- Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 113°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do uszkodzenia akumulatora. Akumulator używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczy, nie uszkadzaj, ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym pojemniku. Nie wyjmuj, ani nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną bazę ładującą należy odłączać od zasilania.

Istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej wersji drukowanej instrukcji o dużym rozmiarze czcionki lub pobrania jej z podanego poniżej adresu internetowego:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

5. OBJAŚNIENIA SYMBOLI

| | |
|--|---|
|  | <p>Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na śmieci, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając go do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym kupił sprzęt.</p> |
|  | <p>Zgodnie z dyrektywą 2013/56/UE o utylizacji baterii i akumulatorów, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie i akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać baterii i akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwi ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling baterii i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu baterii i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.</p> |
|  | <p>Znak umieszczony na wyrobie oznacza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.</p> |

| | | | |
|---|--|--|---|
|  |  |  | Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami. |
|  | Symbol oznaczający teksturę płaską (materiał opakowania). | | |
|  | Symbol oznaczający PVC – Polichlorek winylu (materiał opakowania). | | |
| <p>IPX7</p> | Norma oznaczająca możliwość zanurzenia w wodzie do 30 minut na głębokość do 1 metra (dotyczy części urządzenia znajdującej się najniżej). Przedmiotów spełniających tę normę można używać w czasie pływania w płytkiej wodzie, podczas kąpieli i korzystania z prysznica. Urządzenie może przesiąkać, gdy jest zanurzone w wodzie o głębokości powyżej 1 metra, gdy zanurzenie trwa dłużej niż 30 minut lub przy skierowanym na nie strumieniu wody pod bardzo wysokim ciśnieniem. | | |

6. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Po rozpakowaniu należy sprawdzić, czy wszystkie wymienione elementy znajdują się w opakowaniu, a urządzenie działa poprawnie. W zestawie znajdują się:

1. Szczoteczka oscylacyjna akumulatorowa
2. Wymienne końcówki (2 szt.)
3. Baza ładująca z przewodem USB
4. Instrukcja obsługi



Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą.



Polecamy zachować opakowanie na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci – ryzyko połknięcia i/lub uduszenia.





**Końcówki do kupienia u producenta.
Kontakt: (071) 71 77 400 lub pomoc@myphone.pl**

7. BUDOWA

WYGLĄD OGÓLNY URZĄDZENIA



8. UŻYTKOWANIE

-  *Montaż i demontaż elementów zestawu jest dopuszczalny tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.*
-  *Wszystkie czynności wykonuj delikatnie, aby nie uszkodzić elementów zestawu.*
-  *Przed rozpoczęciem pracy urządzenia, a także po jej zakończeniu sprawdź każdy z elementów, czy nie jest uszkodzony. Uszkodzone elementy nie mogą zostać użyte, gdyż może to grozić uszkodzeniem ciała użytkownika.*
-  *Nie korzystaj z końcówki dłużej niż przez 3 miesiące od pierwszego użycia. Zużycie włosa lub samej końcówki może doprowadzić do uszkodzenia zębów lub dziąseł.*

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWEK SZCZOTECZKI

Wyjmij z opakowania szczoteczkę i jedną z końcówek. Końcówkę obróć o 45° w osi pionowej względem przodu uchwytu szczoteczki. Nałóż końcówkę w miejscu montażu, a następnie obróć o 45° w lewo.

Aby zdjąć końcówkę obróć ją o 45° w prawo, a następnie pociągnij ją delikatnie do góry do momentu odłączenia się jej od uchwytu szczoteczki.

ŁADOWANIE AKUMULATORA SZCZOTECZKI



Przed przystąpieniem do obsługi bazy ładującej i ładowania akumulatora w urządzeniu zadбай o to, aby mieć suche ręce.

Przed pierwszym ładowaniem akumulatora szczoteczki wyjmij z opakowania bazę ładującą. Rozwiń delikatnie przewód bazy ładującej i ustaw ją na stabilnym poziomym podłożu tak, aby przewód sięgał gniazdka sieciowego. Podłącz wtyczkę przewodu bazy do gniazdka sieciowego (poprzez adapter USB).

Umieść uchwyt szczoteczki w bazie ładującej. Zależnie od poziomu aktualnego naładowania akumulatora kontrolka ładowania może przybrać jeden z dwóch możliwych stanów podświetlenia: niebieski lub czerwony. Niebieskie podświetlenie kontrolki oznacza wystarczające naładowanie akumulatora do pracy urządzenia, czerwone natomiast oznacza konieczność naładowania akumulatora. Akumulator uchwytu szczoteczki jest naładowany do pełna gdy kontrolka ładowania zgaśnie.

Urządzenie sygnalizuje niski poziom energii w akumulatorze również przy jego włączaniu – podświetlenie kontrolki ładowania zaświeci się wówczas na czerwono. W wyjątkowych sytuacjach kontrolka ładowania zaraz po włączeniu zaświeci się na niebiesko, ale po chwili kolor podświetlenia zmieni się na czerwony. W przypadku skrajnego rozładowania akumulatora urządzenie może się nie włączyć lub wyłączyć bez ukończenia programu czyszczenia.



Nie ładuj ani nie przechowuj urządzenia poniżej 0°C, lub powyżej 40°C, w przeciwnym razie wpłynie to na jakość i długość ładowania.



Podczas ładowania urządzenie może się nieco nagrzewać, jest to normalne zjawisko.



Staraj się nie rozładowywać całkowicie akumulatora, ponieważ takie działanie może doprowadzić do trwałego uszkodzenia jego oraz uchwytu szczoteczki.



Wbudowany akumulator nie nadaje się do wymiany przez użytkownika. Aby wymienić akumulator skontaktuj się z serwisem producenta.

TRYBY PRACY SZCZOTECZKI

Szczoteczka oferuje pracę w trzech trybach:

- **Clean** – standardowy tryb do codziennego mycia zębów.
- **Sensitive** – tryb delikatniejszych oscylacji, przeznaczony dla osób o delikatnych dziąsłach.
- **Massage** – tryb pozwalający na intensywny masaż dziąseł po sesji standardowego mycia zębów, przeznaczony dla zdrowych dziąseł.

Ponowne wciskanie przycisku włącznika zaraz po włączeniu urządzenia spowoduje przełączanie się między trybami. Po przejściu wszystkich trybów kolejne wciśnięcie przycisku włącznika wyłączy szczoteczke.




Szczoteczka ma wbudowany licznik czasu i po każdym 30 sekundach informuje krótką przerwą, że minęło tyle czasu. Standardowa sesja mycia przewiduje 4 takie interwały, co w sumie daje 2 minuty mycia/masażu.

TECHNIKA MYCIA ZĘBÓW SZCZOTECZKĄ OSCYLACYJNĄ


Aby skutecznie korzystać ze szczoteczki oscylacyjnej należy stosować się do poniższych zaleceń.

Na włosie końcówki nałóż porcję swojej ulubionej pasty do zębów. W przypadku szczoteczek oscylacyjnych porcja pasty może być mniejsza niż dotychczas stosowana na zwykłych szczoteczkach.

Włosie szczoteczki należy skierować pod kątem 45 stopni tak, aby włosie miało możliwość czyszczenia powierzchni bocznych zęba i dziąseł.



Włącz urządzenie, końcówkę szczoteczki należy prowadzić powoli, bardzo delikatnie dociskając ją do powierzchni zębów i łączenia ich z dziąsłami. Pojedynczy cykl czyszczenia trwa 4x30s. Warto podzielić powierzchnie zębów na cztery części tak, aby czyścić każdą przez 30 sekund. Po 2 minutach pracy szczoteczka wyłączy się.



! Przez pierwsze kilkanaście użyć dziąsła mogą lekko krwawić (zjawisko niezbyt częste) lub można odczuć dyskomfort (częste zjawisko wśród osób, które do tej pory nie korzystały ze szczoteczek mechanicznych). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziąsła nie są nauczone nowej techniki mycia i nie są przyzwyczajone do ilości drgań szczoteczki. W takim przypadku zaleca się korzystanie z programu masującego. Jeśli po 2 tygodniach korzystania ze szczoteczki w zalecany sposób dziąsła nadal krwawią, to należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą – stomatologiem.

9. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

CZYSZCZENIE ELEMENTÓW URZĄDZENIA

- !** Regularne i właściwie przeprowadzane czyszczenie i konserwacja zapewnią długi czas użytkowania sprzętu oraz jego bezawaryjną pracę.
- !** Czyszczenie i konserwacja mogą odbywać się tylko, gdy urządzenie jest wyłączone.
- !** Niedopuszczalne jest czyszczenie żadnej części szczoteczki w zmywarce.
- !** Nie zanurzaj uchwytu szczoteczki pod wodą.

Elementy urządzenia mogą być czyszczone pod bieżącą wodą o niskim ciśnieniu i temperaturze. W przypadku silnych zabrudzeń możliwe jest wykorzystanie łagodnych detergentów, np. nieskoncentrowanych płynów do mycia naczyń. Następnie należy dokładnie wysuszyć powierzchnie elementów urządzenia ręcznikiem papierowym lub tekstylnym i pozostawić do całkowitego wyschnięcia w przewiewnym miejscu. Końcówki należy myć pod bieżącą wodą, po czym pozostawić do wyschnięcia. Co jakiś czas można umyć końcówkę używając do tego płynu do płukania jamy ustnej.

10. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W razie jakichkolwiek problemów z urządzeniem warto zapoznać się z poniższymi poradami.

| | |
|--|---|
| Szczoteczki nie można włączyć | Sprawdź, czy akumulator jest naładowany. |
| Oscylacje są zbyt delikatne | Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do zębów zbyt mocno. Sprawdź, czy końcówka lub obudowa szczoteczki nie są uszkodzone. Sprawdź, czy akumulator jest wystarczająco naładowany. |
| Pomimo położenia szczoteczki w bazie ładującej akumulator szczoteczki się nie ładuje | Sprawdź, czy przewód lub wtyczka wychodzące z bazy ładującej nie są uszkodzone. Sprawdź, czy baza ładująca podłączona jest do źródła zasilania. Być może żywotność akumulatora dobiegła końca – skontaktuj się z serwisem producenta. |
| Po użyciu szczoteczki krwawią mi dziąsła | Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do dziąseł zbyt mocno. Sprawdź, czy nie dociskasz końcówki do dziąseł pod zbyt małym kątem. <i>Przez pierwsze kilkanaście użyc dziąsła mogą lekko krwawić (zjawisko niezbyt częste) lub można odczuć dyskomfort (częste zjawisko wśród osób, które do tej pory nie korzystały ze szczoteczek mechanicznych). Dzieje się tak zazwyczaj, gdy dziąsła nie są nauczone nowej techniki mycia i nie są przyzwyczajone do ilości drgań szczoteczki. W takim przypadku zaleca się korzystanie z programu masującego. Jeśli po 2 tygodniach korzystania ze szczoteczki w zalecany sposób dziąsła nadal krwawią, to należy zaprzestać korzystania z urządzenia i skonsultować się z lekarzem specjalistą – stomatologiem.</i> |
| Jeśli nie udało się zaradzić problemowi, to skontaktuj się z serwisem producenta. | |

11. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

PRZECHOWYWANIE URZĄDZENIA

Jeśli nie będziesz korzystać z urządzenia przez dłuższy czas, to po odłączeniu bazy ładującej od źródła energii, wyczyszczeniu i osuszeniu jego elementów przechowuj je w suchym pomieszczeniu z dala od źródeł ciepła i wilgoci. Najlepiej, gdy urządzenie umieścisz w oryginalnym opakowaniu, z daleka od dostępu dzieci i zwierząt domowych.


TRANSPORT URZĄDZENIA

Zalecany jest transport urządzenia w oryginalnym opakowaniu. Podczas transportu nie należy narażać urządzenia na nadmierne wibracje i wstrząsy. Podczas obsługi przenosić urządzenie jedynie po jego odłączeniu od źródła zasilania. Nie narażaj urządzenia na wysokie temperatury i wilgoć.

12. GWARANCJA I SERWIS

Produkt (szczoteczka z bazą ładującą) ma 3 lata gwarancji, licząc od daty sprzedaży produktu. W przypadku usterki produkt należy zwrócić do sklepu, w którym został zakupiony, pamiętając o konieczności okazania dowodu zakupu. Produkt powinien być kompletny i w oryginalnym opakowaniu. Materiały eksploatacyjne (wymienne końcówki) nie są objęte gwarancją producenta.

13. DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

 Niniejszym mPTech Sp. z o.o. oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektyw tzw. „Nowego podejścia” Unii Europejskiej.

14. PRODUCENT

mPTech Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Wyprodukowano w Chinach
Numer partii: **202011**

USER MANUAL RECHARGABLE OSCILLATING TOOTHBRUSH



| Table of Contents | |
|--|----|
| 1. INTRODUCTION..... | 14 |
| 2. INTENDED USE..... | 14 |
| 3. TECHNICAL DATA..... | 14 |
| 4. PRINCIPLES OF SAFE USE..... | 15 |
| 5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS..... | 16 |
| 6. CONTENTS OF THE SET..... | 18 |
| 7. CONSTRUCTION..... | 18 |
| 8. USE..... | 19 |
| 9. CLEANING AND MAINTENANCE..... | 21 |
| 10. TROUBLESHOOTING..... | 22 |
| 11. STORAGE AND TRANSPORT..... | 22 |
| 12. WARRANTY AND SERVICE..... | 23 |
| 13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS..... | 23 |
| 14. MANUFACTURER..... | 23 |

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our product. We are confident that its use will be a pleasure for you. Please read the user manual carefully before using the product, in particular the instructions on safe use. Please keep this manual in order to be able to refer to it while using the product.

2. INTENDED USE

The toothbrush is intended exclusively for personal oral cavity care in the household. Do not use the product commercially, industrially, or in medical or veterinary practice.

3. TECHNICAL DATA

| Rechargeable oscillating toothbrush | |
|-------------------------------------|---|
| Model | AL-6202 |
| Lot number | 202011 |
| Velocity | 8800 oscillations/min. |
| Number of programs | 3 |
| Program duration | 2 minutes with 30 seconds interval |
| Use time after full charge | ca. 10 days (10 days x 2 minutes x 2 cleaning modes a day) |
| Ingress protection | IPX7 |
| Material | ABS |
| Cradle charger power supply | USB 5 V = 200 mA |
| Built-in battery | Ni-MH 2.4 V = 600 mAh |
| Charging type | wireless |
| Charge time | ~24 h |
| Accessories | 2 interchangeable tips, charging base |
| Weight of toothbrush with the tip: | 110g |

4. PRINCIPLES OF SAFE USE

Read the entire user manual carefully before use.



This appliance may be used by children of at least 8 years of age and people with reduced physical and mental capabilities, or lack of experience and knowledge of the appliance, if supervised; or instructed about safe use so that the hazards involved are understood.



Unattended children must not clean or maintain the unit.



Children must not play with this device.



The device is intended for use only with the included charging base. Do not use other charging bases to charge the device.

- Use this device only when it is properly assembled (also applies to the charging base).
- Use the device only as described in this user manual!
- Disconnect the power plug from the outlet before cleaning, or maintaining the unit.
- Do not use a damaged device. Do not repair by yourself if damaged. Take the device to a professional for repair or deliver it to the place of purchase.
- Do not use this device in locations where it is prohibited to use electrical equipment, or where it may cause harmful interference or other hazards.
- Do not use the machine to clean surfaces other than teeth, gums and tongue.
- Keep the device out of the reach of children.
- The manufacturer is not responsible for any damages caused by unauthorized modifications to the equipment.
- When using the device, ensure that there are no objects left near the place where the toothbrush will be placed that could be damaged,

broken or knocked over. The power supply base cable should be routed so that it does not come into contact with objects that generate high temperatures. It should also not be subjected to crushing, pulling, or other damage. The charging base cable should not interfere with the movement of persons and pets, as this can lead to tripping, tipping over or injury.

- Avoid exposing the device to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Plastic parts may deform under extreme temperatures, which may affect the operation of the device or lead to complete damage.
- Do not expose the charging base and its power cord to water or other liquids. This may adversely affect the operation and lifetime of equipment components or cause a short circuit or even electric shock. Do not immerse the toothbrush in water.
- Avoid exposing the battery to very high/low temperatures (below 0°C/32°F and over 40°C/104°F). Extreme temperatures may influence capacity and battery life. Avoid contact with liquids and metal objects as it may cause battery damage. Use the battery only for its intended purpose. Do not destroy, impair or throw the battery into flames - it might be dangerous and may cause fire. Worn-out or impaired battery should be placed in a dedicated container. Never open the battery. Please dispose of battery according to the instructions. Disconnect an unused cradle charger from power grid.








You can obtain a free printed version of the manual with the large font size or download it from the web address below:

<https://mpotech.eu/qr/hoffen>

5. EXPLANATIONS OF THE SYMBOLS



The device is marked with a crossed-out rubbish bin, in accordance with the European Directive 2012/19/WE on used electrical and electronic Equipment (Waste Electrical and Electronic equipment - WEEE). Products marked with this symbol should not be disposed of or dumped with other household waste after a period of use. The user is obliged to get rid of used electrical and electronic equipment by delivering it to designated recycling point in which dangerous waste are being recycled. Collecting this type of waste in designated locations, and the actual process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper disposal of used electrical and electronic equipment is

| | | |
|---|--|--|
| | <p>beneficial to human health and environment. To obtain information on where and how to dispose of used electrical and electronic equipment in an environmentally friendly manner user should contact their local government office, the waste collection point, or point of sale, where the equipment was purchased.</p> | |
|  | <p>In accordance with directive 2013/56/UE on the disposal of batteries and accumulators, this product is marked with the symbol of a crossed-out waste bin. The symbol indicates that the batteries used in this product should not be disposed with regular household waste, but treated according to the legal directives and local regulations. It is not allowed to dispose of batteries and accumulators with unsorted municipal waste. Users of batteries and accumulators must use the available collection points of these items, which allows them to return, recycle and disposal. Within the EU, the collection and recycling of batteries and accumulators is a subject to separate procedures. To learn more about existing procedures of recycling of batteries and accumulators please contact your local office or an institution for waste disposal or landfill.</p> | |
|  | <p>The mark placed on the product indicates that the product complies with the basic requirements and other provisions of the so-called "Directive of the 'New Approach' Directive of the European Union.</p> | |
|  |  |  <p>The packaging of the device can be recycled in accordance with local regulations.</p> |
|  | <p>Symbol for cardboard (packaging material).</p> | |
|  | <p>Symbol for PVC - Polyvinyl chloride (packaging material).</p> | |
| <p>IPX7</p> | <p>The standard for immersion in water for up to 30 minutes at a depth of up to 1 meter (applies to the lowest part of the device). Items that meet this standard can be used in shallow water swimming, bathing and showering. The device may seep when immersed in water more than 1 metre deep, when immersed for more than 30 minutes, or when subjected to a stream of water under very high pressure.</p> | |

6. CONTENTS OF THE SET

After unpacking, check that all listed parts are in the package and that the device is working properly. Included in the set:

1. Rechargeable oscillating toothbrush
2. Interchangeable tips (2 pcs)
3. Charging base with USB power cord
4. User manual



If any of the above items is missing or damaged, please contact your dealer.



We advise to keep the container in case of any complaints. Keep the packaging away from children - risk of swallowing and/or suffocation.

Replaceable brush available for purchase from the manufacturer.

Contact: (+48 71) 71 77 400 or pomoc@myphone.pl

7. CONSTRUCTION

THE GENERAL APPEARANCE OF THE DEVICE



8. USE



Mounting and dismounting of the kit components is only permitted when the unit is switched off.



Carry out all the steps gently, careful not to damage the kit components.

Before and after work, check each component for signs of damage. Damaged components must not be used, as this may cause damage to the user's body.



Do not use the tip for more than 3 months after first use. Teeth or gums might get injured due to excessive use of single brush or bristles wearing off.

MOUNTING AND DISMOUNTING OF BRUSH TIPS

Take out the toothbrush and one of the tips from the packaging. Turn the tip 45° in the vertical axis from the front of the brush holder. Place the tip in the mounting location and then turn 45° to the left.

To remove the tip, turn it 45° clockwise and then gently pull it upwards until it is detached from the brush holder.

CHARGING THE TOOTHBRUSH BATTERY



Keep your hands dry before operating the charging base and charging the battery in the device.

Before charging the battery for the first time, remove the charging base from the package. Unwind the charging base cable gently and place it on a stable horizontal surface so that the cable reaches the power socket. Plug the base cable plug into a power outlet (using USB adapter).

Place main part of the tooth brush in the charging base. Depending on the current battery charge level, the charge light can take one of the two possible states: blue or red.. Blue light means that the battery is sufficiently charged for operation, red light means that the battery needs to be recharged. The battery in the brush holder is fully charged when the charging light goes out.

The device indicates a low energy level in the battery even when it is switched on - the charging light will then light up red. In rare cases, the charging light will light up blue as soon as it is switched on, but will change to red after a while. In the event of extreme battery discharge, the device may not turn on or might turn off in the middle of a cleaning programme, not completing it.



Do not charge or store the unit below 0°C or above 40°C, otherwise the quality and length of the charge will be affected.



The device may become slightly hot during charging; which is normal.



Try not to discharge the battery completely, as this can lead to permanent damage to the battery and brush.



The built-in battery is not user replaceable. To replace the battery, contact the manufacturer's service department.

TOOTHBRUSH MODES

The toothbrush offers three modes of operation:

- **Clean** – Standard mode for daily brushing.
- **Sensitive** – the more gentle oscillation mode, designed for people with delicate gums.
- **Massage** – intensive gum massage after a standard brushing session, designed for healthy gums.

Pressing the switch button again immediately after turning on the device will switch between modes. When all modes have been activated, pressing the switch again will switch the brush off.




The toothbrush has a built-in timer and after every 30 seconds it informs you with a short break that the time has passed. The standard washing session provides 4 such intervals, which gives a total of 2 minutes of washing/massage.

TECHNIQUE OF CLEANING WITH THE OSCILLATING BRUSH


To use your toothbrush effectively, follow these instructions.


Apply a small dose of your favourite toothpaste to the bristles of the brush. In the case of oscillating toothbrushes, the amount of toothpaste may be smaller than in the case of ordinary toothbrushes.

The bristles of the toothbrush should be directed at an angle of 45 degrees so that the bristles have the ability to clean the side surfaces of the tooth and gums.




Switch on the device and guide the toothbrush tip slowly, pressing it gently against the tooth surface and touching gums. Single cleaning cycle lasts 4x30s. It is worth dividing the surface of your teeth into four parts so that you can clean each one for 30 seconds. After 2 minutes of operation, the brush will turn off.




 *During the first dozen or so uses of the gums may bleed slightly (not very frequent phenomenon) or you may feel discomfort (a frequent phenomenon among people who have not used mechanical toothbrushes so far). This usually happens when the gums are not used to the new washing technique and the amount of brush vibrations. In this case, it is recommended to use "Massage" mode. If, after 2 weeks of using the toothbrush, in the recommended way, gums still bleed, stop using the device and consult a specialist dentist.*


9. CLEANING AND MAINTENANCE

CLEANING OF THE EQUIPMENT COMPONENTS

 *Regular and proper cleaning and maintenance will ensure a long service life and trouble-free operation of the equipment.*

 *Cleaning and maintenance may only be carried out when the appliance is switched off.*

 *It is not allowed to clean any part of the toothbrush in the dishwasher.*

 *Do not immerse the brush holder under water.*

The unit's components can be cleaned under running water at low pressure and temperature. In the case of heavy soiling, mild detergents, such as non-concentrated dishwashing liquids, can be used. Then thoroughly dry the surfaces of the components with a paper or textile towel and allow to dry completely in an airy place. The brushes should be washed under running water and then allowed to dry. From time to time you can wash the tip using a mouthwash.

10. TROUBLESHOOTING

In case of any problems with the device, please refer to the following tips.

| | |
|--|--|
| <p>The toothbrush does not switch on</p> | <p>Check that the battery is charged.</p> |
| <p>The oscillations are too delicate</p> | <p>Check that you are not pressing the brush against the teeth too hard. Check whether the brush tip or brush housing are damaged. Check that the battery is charged properly.</p> |
| <p>Despite the toothbrush has been placed in a charging base, the brush does not charge.</p> | <p>Check that the cable or plug coming out of the charging base is not damaged. Check if the charging base is correctly connected to the power supply. Perhaps the service life of the battery is over - contact the manufacturer's service department.</p> |
| <p>The gums bleed after using the toothbrush.</p> | <p>Check that you do not press the tip too hard against your gums. Check that you do not press the tip against your gums at a bad angle. <i>During the first dozen or so uses of the gums may bleed slightly (not very frequent phenomenon) or you may feel discomfort (a frequent phenomenon among people who have not used mechanical toothbrushes so far). This usually happens when the gums are not used to the new washing technique and the amount of brush vibrations. In this case, it is recommended to use "Massage" mode. If, after 2 weeks of using the toothbrush in the recommended way gums still bleed, stop using the device and consult a specialist dentist.</i></p> |
| <p>If the problem persists, contact the manufacturer's service department.</p> | |

11. STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE OF EQUIPMENT

If you are not going to use the device for a long time, after disconnecting the charging base from the power source, cleaning and drying its components, store it in a dry room away from heat and moisture sources. It is best to place the device in its original packaging, away from children and pets.

TRANSPORT OF THE DEVICE

It is recommended to transport the device in its original packaging. Do not expose the unit to excessive vibration or shock during transportation. During

operation, only move the unit when it has been disconnected from the power supply. Do not expose the device to high temperatures or moisture.

12. WARRANTY AND SERVICE

The product (the toothbrush and the charging base) is covered by a 3 year warranty from the date of sale of the product. In case of a defect, the product should be returned to the shop where it was purchased, remembering to provide the proof of purchase. The product should be complete and in its original packaging. Consumables (replaceable brushes) are not covered by the manufacturer's warranty.

13. DECLARATION OF CONFORMITY WITH EUROPEAN STANDARDS



mPTech sp. z o.o. hereby declares that the product complies with all relevant provisions of the so-called the 'New Approach' Directive of the European Union.

14. MANUFACTURER

mPTech Sp. z o.o.
Nowogrodzka 31 street
00-511 Warsaw
Poland

Helpline: (+48 71) 71 77 400
E-mail: pomoc@mpotech.eu
Manufactured in China
Lot number: **202011**